

Polimab® Coniglio Anti-Cd68 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P34810 / P31996

Numero articolo: CM0005427

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-CD68 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce la macrosialina umana e murina (Lamp4, gp110, Scard1), una glicoproteina di membrana lisosomiale/endosomiale coinvolta nelle attività fagocitarie dei macrofagi e nell'adesione delle cellule tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD68 Rabbit PolymAb®
Annotazioni/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Specie	Umana/Murina
GeneID (Umana)	968
GeneID	968/12514
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD68 umano/murino
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P34810/P31996
Peso proteico	70-130 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio