

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd69 Per Fc - Q07108

Numero articolo: CM0007789



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD69 umano/scimmia per citometria a flusso. Immunogeno a proteina ricombinante, reagisce in modo crociato con umano e cynomolgus. Ideale per studi di attivazione precoce delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD69 umano/scimmia
Note/Alias	AIM, EA1, MLR-3, CLEC2C, GP32/28, BL-AC/P26
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	969
ID Gene	969
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 78-199 del CD69 umano (NP_001772.1).)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	Q07108
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio