

Anticorpo Policlonale Anti-Cd69 Per Wb, Elisa - Q07108

Numero articolo: CM0021442



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CD69 umano, adatto per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'antigene di attivazione precoce e della regolazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD69 Rabbit pAb
Note/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26; CD69
Specie	Umano
GeneID (Umano)	969
GeneID	969
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-80 del CD69 umano (NP_001772.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q07108
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio