


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd69 Per Wb, Elisa - Q07108

Numero articolo: CM0006932



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro il CD69 umano (SWISS: Q07108) per western blot ed ELISA. Rileva il CD69 in campioni umani e presenta reattività crociata con il ratto. L'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 62-199.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD69 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26; CD69
Specie	Umano
GeneID (Umano)	969
GeneID	969
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 62-199 del CD69 umano (NP_001772.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	Q07108
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio