


Polymab® Rabbit Contro Cd69 Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q07108

Numero articolo: CM0012798



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD69 umano (AIM, EA1, CLEC2C) per WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sull'attivazione dei linfociti T e sull'omeostasi immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD69 Rabbit PolymAb®
Note / Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Specie	Uomo
GeneID	969
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 62-199 di CD69 umano (NP_001772.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q07108
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio