

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd7 Per Wb, Elisa - P09564

Numero articolo: CM0007611

introduzione

mAb di coniglio anti-CD7 di alta qualità per applicazioni WB ed ELISA. Specifico per CD7 umano, un marcatore di cellule T e cellule NK coinvolto nell'attivazione immunitaria. Ideale per la ricerca immunologica e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD7
Note/Alias	GP40; TP41; LEU-9; CD7
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	924
ID Gene	924
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-180 del CD7 umano. (NP_006128.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P09564
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio