

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd7 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09564

Numero articolo: CM0008813

introduzione

Anticorpo monoclonale di alta qualità di coniglio contro il CD7 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. CD7 è una glicoproteina transmembrana delle cellule T e NK coinvolta nell'immunità adattativa; ideale per la ricerca immunologica e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD7
Note/alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9; CD7
Specie	Umana
ID gene (umano)	924
ID gene	924
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 141-240 del CD7 umano (P09564).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P09564
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante