


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd70 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P32970

Numero articolo: CM0019347



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il CD70 umano (ligando del CD27, TNFSF7) validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca immunologica sull'attivazione delle cellule T e sulla sorveglianza immunitaria delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD70 Rabbit pAb
Note/Alias	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70
Specie	Umano
GeneID (Umano)	970
GeneID	970
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 47-126 del CD70 umano (NP_001243.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P32970
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio