


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd71 () Per Citometria A Flusso - P02786

Numero articolo: CM0009424



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce il CD71 umano (recettore della transferrina 1). Validato per citometria a flusso, ideale per studiare il metabolismo del ferro, la proliferazione di cellule T/B e i meccanismi di ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD71 Umano
Note/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7037
GeneID	7037
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-250 del CD71 umano (NP_003225.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P02786
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio