


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd71/Ricettore Della Transferrina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02786

Numero articolo: CM0006695



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio convalidato KO contro il CD71/Ricettore della Transferrina umano (TfR1), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Ideale per ricerche sul metabolismo del ferro, oncologia e ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] CD71/Ricettore della Transferrina mAb coniglio
Osservazioni/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7037
GeneID	7037
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-250 del CD71/Ricettore della Transferrina umano (NP_003225.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P02786
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio