


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd71/Ricettore Della Transferrina Per Wb - P02786

Numero articolo: CM0005673



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD71/Ricettore della Transferrina (TFRC) umano. Validato per WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per ricerche sul metabolismo del ferro, ingresso virale e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio CD71/Ricettore della Transferrina
Note/Alias	T9, TR, TFR, p90, CD71, TFR1, TRFR, IMD46
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7037
GeneID	7037
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P02786
85 kDa	
Spedizione	Borsa del ghiaccio