


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd71/Recettore Della Transferrina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02786

Numero articolo: CM0027018



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CD71/Recettore della Transferrina umano (TFR1, p90). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rilevante per la ricerca sul metabolismo del ferro e l'ingresso virale - P02786.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-CD71/Recettore della Transferrina
Note/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46; CD71/Recettore della Transferrina
Specie	Umano
GeneID	7037
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 del CD71/Recettore della Transferrina umano (NP_001121620.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P02786
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio