

## Anticorpo Monoclonale Anti-Cd72 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P21854

Numero articolo: CM0006721

### introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio ad alta affinità diretto contro il CD72 umano (Lyb-2), validato per applicazioni di Western blot, IHC-P ed ELISA negli studi sui co-recettori del recettore delle cellule B e nello sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-CD72                                                                                                     |
| Note/Alias          | CD72; CD72b; LYB2; molecola CD72                                                                                              |
| Specie              | Uomo                                                                                                                          |
| GeneID              | 971                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 117-359 del CD72 umano (NP_001773.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Reattività crociata | Uomo                                                                                                                          |
| SWISS               | P21854                                                                                                                        |
| Peso della proteina | 40 kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                            |