

Anticorpo Policlonale Anti-Cd73/Nt5E Per Wb, Ihc-P Ed Elisa - P21589

Numero articolo: CM0020884



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CD73/NT5E validato per Western blot, IHC su paraffina ed ELISA. Riconosce l'ecto-5'-nucleotidasi CD73 umana, murina e di ratto. Adatto per l'immunorilevamento di questo enzima di membrana cellulare ancorato a GPI coinvolto nell'idrolisi dei nucleotidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD73/NT5E Rabbit pAb
Note/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA; CD73/NT5E
Specie	Umana
GeneID (Umano)	4907
GeneID	4907
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-264 di CD73/NT5E umana (NP_002517.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P21589
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio