

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd73/Nt5E Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21589

Numero articolo: CM0020390



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira all'umano CD73/NT5E (ecto-5'-nucleotidasi), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per studi sul metabolismo dei nucleotidi e sulla regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD73/NT5E Rabbit pAb
Note/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CAJA; 5E
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4907
GeneID	4907
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 27-377 di CD73/NT5E umano, NP_002517.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21589
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio