

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd74 Per Wb, Elisa - P04441-2

Numero articolo: CM0023388

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD74 murino, validato per WB ed ELISA. Mira alla catena invariante coinvolta nella presentazione degli antigeni di classe II del MHC, espressa nel timo e nei linfonodi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD74 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Ii; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Specie	Mouse
GenelD	16149
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 56-215 del CD74 murino (NP_034675.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P04441-2
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio