

Polimab® Anti-Cd74 Coniglio - P04233-2 / P04441-2

Numero articolo: CM0012593

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio targeting CD74 (catena invariante) umano e murino. Convalidato per western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica e ELISA. Reagisce con entrambe le isoforme p33 e p35. P04233-2 / P04441-2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD74 PolimAb® coniglio
Note/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Specie	Uomo/Mouse
ID gene (Uomo)	972
ID gene (Mouse)	16149
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 73-232 di CD74 umano (NP_004346.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse
SWISS	P04233-2/P04441-2
Peso proteico	24kDa/26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio