

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd79A Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11912

Numero articolo: CM0006520



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato a CD79a (Ig-alfa), validato per WB, IHC, IF ed ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Essenziale per la ricerca sulla segnalazione del recettore degli antigeni delle cellule B e sulla differenziazione delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD79a Rabbit PolymAb®
Osservazioni/Alias	IGA, MB1, MB-1, IGAlpha
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	973
ID Gene	973
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-226 del CD79a umano. (NP_001774.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11912
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio