

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd79A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11912

Numero articolo: CM0003404



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro CD79a umano (MB-1, Ig-alfa) per WB, IHC-P, ELISA. Peso proteico 25kDa. Uso nella ricerca per la segnalazione del recettore delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD79a mAb coniglio
Note/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha; CD79a
Specie	Umano
GeneID (Umano)	973
GeneID	973
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P11912
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio