

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd79A Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11912

Numero articolo: CM0015145



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio generato contro CD79a ricombinante (aa 165-225). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Rileva una proteina di ~25kDa. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del recettore delle cellule B e in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD79a Rabbit pAb
Note/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGA1alpha; CD79a
Specie	Umano
GeneID (Umano)	973
GeneID	973
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 165-225 di CD79a umano (NP_001774.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11912
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio