

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd79B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P40259

Numero articolo: CM0002803



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-CD79B validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva il CD79B umano e murino (Ig-beta, B29), una proteina di segnalazione del recettore delle cellule B essenziale per l'immunità. Adatto per studi sulle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti-CD79B
Note/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	974
ID Gene	974
Immunogeno	Peptide sintetico. Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 130-229 del CD79B umano (NP_000617.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P40259
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio