

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Cd79B (B29, Ig-Beta) Per Wb, If, Fc, Elisa - P15530

Numero articolo: CM0006866



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit specifico per CD79b di topo (B29, Ig-beta), convalidato per WB, IF, FC, ELISA. Rileva una banda di ~25 kDa; presenta reazione crociata con ratto. Ideale per studi sul recettore delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD79b Rabbit mAb
Note/alias	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Specie	Topo
GenelD (Umano)	974
GenelD	15985
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-158 della CD79b di topo (NP_032365.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P15530
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio