

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd79B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P40259

Numero articolo: CM0018904



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al CD79B umano (B29, Igbeta, AGM6). Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con topo, ratto. Ideale per studi sulla segnalazione del recettore delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD79B Rabbit pAb
Note/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	974
GeneID	974
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 130-229 del CD79B umano (NP_000617.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40259
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio