

Anti-Cd79B Rabbit Polymab® Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P40259

Numero articolo: CM0006428



introduzione

CD79B Rabbit PolymAb® è un anticorpo monoclonale diretto contro il CD79B umano, validato in WB, IF-P, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione del recettore delle cellule B e per lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD79B Rabbit PolymAb®
Note/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	974
GeneID	974
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 130-229 del CD79B umano (NP_000617.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P40259
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante