

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd80 Per Wb, Fc, Elisa - P33681

Numero articolo: CM0006939



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD80 di alta qualità validato per Western Blot, Citometria a Flusso e ELISA. Specifico per la CD80 umana, una molecola costimolatoria critica dei linfociti T. Adatto per la ricerca in immunologia e immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CD80 Rabbit mAb
Note / Alias	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; molecola CD80
Specie	Umana
GeneID	941
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-242 della CD80 umana (NP_005182.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P33681
Peso proteico	18kDa/29kDa/33kDa
Spedizione	Ghiaccio secco