

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd80 Per Wb, Fc, Elisa - Q00609

Numero articolo: CM0007285



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro il CD80 del topo, validato per WB, FC, ELISA. Riconosce il CD80 umano e del topo. Adatto per la ricerca sull'attivazione delle cellule T e sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CD80 Rabbit mAb
Note/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17; CD80
Specie	Topo
GeneID (Umano)	941
GeneID	12519
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 38-245 del CD80 del topo (NP_033985.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q00609
Peso Proteico	34 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio