

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd80 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P33681

Numero articolo: CM0024289



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CD80 di alta qualità convalidato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Riconosce il CD80 (B7-1) umano, murino e ratto, una molecola di costimolazione chiave per l'attivazione delle cellule T. Ideale per la ricerca in immunologia e immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD80 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	B7, BB1, B7-1, B7.1, LAB7, CD28LG, CD28LG1, CD80
Specie	Umano
GeneID (Umano)	941
GeneID	941
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del CD80 umano (NP_005182.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P33681
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio