

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd80/B7-1 Per Citometria A Flusso - P33681

Numero articolo: CM0009534



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro CD80/B7-1 umano, validato per citometria a flusso. Ideale per studi di attivazione dei linfociti T, checkpoint immunitari e costimolazione nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD80/B7-1 mAb
Note / Alias	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; molecola CD80
Specie	Umana
GeneID (Umana)	941
GeneID	941
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-242 della proteina CD80/B7-1 umana (NP_005182.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P33681
Peso proteico	18kDa/29kDa/33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio