


Anticorpo Rabbit Polymab® Anti-Cd81 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P60033

Numero articolo: CM0004298



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro il CD81 umano (TAPA1/TSPAN28). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studiare microdomini arricchiti in tetraspanine, segnalazione delle cellule B ed entrata virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD81 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	975
ID Gene	975
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 114-199 del CD81 umano (NP_004347.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P60033
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio