

Anticorpo Policlonale Anti-Cd82 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27701

Numero articolo: CM0020131



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro CD82 (KAI1/TSPAN27), un soppressore delle metastasi e una tetraspanina. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD82 Rabbit pAb
Note/alias	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27, CD82
Specie	Umano
GeneID (umano)	3732
GeneID	3732
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 di CD82 umano (NP_002222.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P27701
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante