

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd82 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P27701

Numero articolo: CM0007884



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD82 validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva il soppressore di metastasi CD82 umano e murino, una tetraspanina coinvolta nell'adesione cellulare, nella migrazione e nella segnalazione. Ideale per la ricerca oncologica e immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	CD82 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27, CD82
Specie	Umano
Gene ID	3732
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 168-267 del CD82 umano (P27701)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P27701
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio