

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd83 Per Wb, Elisa - Q01151

Numero articolo: CM0007677



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD83 umano, una glicoproteina transmembrana presente sulle cellule immunitarie, adatto per applicazioni di ricerca mediante WB ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD83 Rabbit mAb
Note/alias	BL11; HB15; CD83
Specie	Umana
GeneID (umano)	9308
GeneID	9308
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-143 di CD83 umano (NP_004224.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q01151
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante