

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd83 Per Wb, If-P, Elisa - Q01151

Numero articolo: CM0007831



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD83 umano, validato per WB, IF-P ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla risposta immunitaria e sulle cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD83 mAb coniglio
Note/Alias	BL11; HB15; CD83
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9308
Gene ID	9308
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del CD83 umano (Q01151).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01151
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio