


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd84 Per Wb E Elisa - Q9Uib8

Numero articolo: CM0007321



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD84 umano (SLAMF5), validato per WB e ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Mira al dominio extracellulare; adatto per studi sulla segnalazione delle cellule immunitarie e funzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD84 Coniglio mAb
Note/Alias	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
Specie	Umano
Gene ID	8832
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 246-345 del CD84 umano (Q9UIB8)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UIB8
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio