


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd84 Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q9Uib8

Numero articolo: CM0004272



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio mirato a CD84 (SLAMF5), progettato per applicazioni WB, IF/ICC, FC ed ELISA. Reagisce specificamente con il CD84 umano, un recettore delle cellule immunitarie di 39 kDa importante per la segnalazione e gli studi ematopoietici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD84 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
Specie	Umano
Gene ID	8832
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-225 del CD84 umano (NP_001171808.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UIB8
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio