


Anticorpo Policlonale Anti-Cd84 Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uib8

Numero articolo: CM0026690



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio di alta qualità mirato al CD84 umano (SLAMF5). Validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Ideale per lo studio dell'attivazione delle cellule immunitarie, della segnalazione della famiglia SLAM e della biologia delle cellule progenitrici ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD84 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8832
GeneID	8832
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-225 del CD84 umano (NP_003865.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UIB8
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio