


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd85j Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhl6

Numero articolo: CM0024525



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a CD85j (LILRB1), validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani. Uno strumento essenziale per la ricerca sulla regolazione immunitaria e sui recettori inibitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD85j Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B; CD85j
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10859
Gene ID	10859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-458 del CD85j umano (NP_006660.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8NHL6
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio