


Anticorpo Policlonale Anti-Cd86 (B7-2) Per Wb, If/Icc, Elisa - P42081

Numero articolo: CM0013827



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CD86 umano (B7-2), validato per western blotting, immunofluorescenza ed ELISA. Adatto per applicazioni di ricerca sull'attivazione dei linfociti T e in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	CD86 Rabbit pAb
Note/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Specie	Umano
GeneID (umano)	942
GeneID	942
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-133 del CD86 umano (NP_787058.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P42081
Peso Molecolare Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio