


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd86 Per Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P42081

Numero articolo: CM0023954



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD86 validato per WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA. Ideale per lo studio della costimolazione dei linfociti T, delle vie di segnalazione CD28/CTLA4 e dei meccanismi di ingresso virale. Reagisce con CD86 umano, di topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD86 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Specie	Umano
GeneID (Umano)	942
GeneID	942
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-133 della proteina CD86 umana (NP_787058.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P42081
Peso proteico	38 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio