


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd89 Per Citofluorimetria - P24071

Numero articolo: CM0009013



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-umano CD89 coniugato con , validato per citofluorimetria con reattività contro campioni umani. Bersaglio: recettore Fc dell'immunoglobulina alfa (FCAR, FcalphaRI, 32 kDa).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD89 mAb
Note/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2204
ID gene	2204
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P24071
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio