


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd89 Per Citometria A Flusso - P24071

Numero articolo: CM0009774



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD89 umano (FcαR), validato per la citometria a flusso. Reagisce con campioni umani, peso molecolare 32kDa. Ideale per studiare le risposte immunitarie mediate dalle IgA. Spedito su sacchetti di ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD89 umano
Note/Alias	CD89; FcαR; FcαRI; CTB-61M7.2
Specie	Umano
ID Gene	2204
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-227 del CD89 umano (NP_001991.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P24071
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio