

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd8A Per Fc - P07725

Numero articolo: CM0008010

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ABflo 647 che mira al CD8a di ratto per citometria a flusso (FC). Immunogeno ricombinante, reattivo con il ratto. Ideale per l'analisi delle cellule T CD8+, il fenotipaggio delle cellule immunitarie e la ricerca sui linfociti citotossici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD8a di ratto
Note/Alias	T8; Lyt2; Ly-2; CD8α
Specie	Ratto
GeneID (Umano)	925
GeneID	24930
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-189 del CD8a di ratto (NP_113726.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Ratto
SWISS	P07725
Peso Proteico	32kd
Spedizione	Sacca di ghiaccio