


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd8A Per Citometria A Flusso - P01732

Numero articolo: CM0009129



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio mirato a CD8a umano e di cinomolgo, convalidato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dei sottotipi di cellule T CD8+ e delle risposte immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey CD8a mAb
Osservazioni/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	925
ID Gene	925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-182 del CD8A umano (NP_001759.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (FC)
Reattività crociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P01732
Peso proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio