


Anticorpo Policlonale Anti-Cd8A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01732

Numero articolo: CM0018611



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio robusto contro CD8A umano, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Cross-reattivo con CD8A di topo. Adatto per la ricerca sulle cellule T e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	CD8A pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha; CD8A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	925
GeneID	925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-182 del CD8A umano (NP_001759.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P01732
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio