


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd8A Per Wb E Elisa - P01731

Numero articolo: CM0018925



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina CD8A (Lyt-2) di topo, validato per Western blot e ELISA. Riconosce il corecettore dei linfociti T da 27 kDa, ideale per ricerche su risposta immunitaria e linfociti T citotossici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD8A Rabbit pAb
Note/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2; CD8A
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	925
GeneID (Topo)	12525
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD8A di topo
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P01731
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio