


Polymab® Rabbit Anti-Cd8A Per Wb, Ihc-P, Mihc - P01732 / P01731

Numero articolo: CM0004007



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che bersaglia CD8A umano/topo. Validato per WB, IF-P, IHC-P, mIHC e ELISA. Rileva CD8A in soggetti umani, topi, ratti e macachi cinomolghi. Fondamentale per studi di immunologia delle cellule T e immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	CD8A Rabbit PolymAb®
Annotazioni/Alternativi	CD8A;CD8;Leu2;MAL;p32
Specie	Umana/Topo
ID gene (Umano)	925
ID gene	925/12525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-182 di CD8A umano (NP_001759.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Macaco cinomolgo
SWISS	P01732/P01731
Peso proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante