

Anticorpo Policlonale Anti-Cd8B Per Wb, Elisa - P10966

Numero articolo: CM0029451

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'CD8B umano (CD8beta). Validato per Western blot e ELISA, cross-reattivo con uomo, topo e ratto. Riconosce la glicoproteina di superficie delle cellule T catena beta di CD8, essenziale per l'interazione con MHC di classe I e l'attivazione dei CTL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD8B Rabbit pAb
Note / Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta; CD8B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	926
GeneID	926
Immunogeno	Proteina ricombinante / proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-170 della CD8B umana (NP_757362.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10966
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio