

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd8B Per Wb, Fc, Elisa - P10966

Numero articolo: CM0006814

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD8 β umano (CD8B, LYT3) validato per Western blotting, citometria a flusso e ELISA. Adatto per l'immunologia delle cellule T e la ricerca sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD8 β Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	LY3, P37, LEU2, LYT3, Ly-3, CD8B1, CD8beta, CD8 β
Specie	Umana
GenelD (umano)	926
GenelD	926
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-170 della CD8B umana (NP_004922.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P10966
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio