


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd9 Per Wb, If, Ihc-P, Fc, Elisa - P21926

Numero articolo: CM0007016



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD9 validato per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica, citometria a flusso ed ELISA; rileva la tetraspanina CD9 umana, coinvolta nell'adesione cellulare, nella fusione spermatozoo-ovocita e nell'attivazione piastrinica. Per uso esclusivamente di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD9
Note/alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29; CD9
Specie	Umana
ID del gene (umano)	928
ID del gene	928
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P21926
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante