


Anticorpo Policlonale Anti-Cd9 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P21926

Numero articolo: CM0019823



introduzione

pAb CD9 coniglio di alta qualità (P21926) per WB, IHC-P, ELISA. Validato su campioni umani, murini e di ratto. Proveniente da coniglio, immunogeno a.a. 112-195. Affidabile per la ricerca sull'adesione cellulare, l'attivazione piastrinica e la fusione spermatozoo-uovo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb CD9 coniglio
Osservazioni/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29; CD9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	928
GeneID	928
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 112-195 del CD9 umano (NP_001760.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P21926
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio